

**POUR INFORMATION**

**Compatibilité des bouchons sans latex de 20 mm de Talecris  
avec divers dispositifs de perfusion**

Lettre aux clients n° 2010-01

Le 18 janvier 2010

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à la lettre n° 2009-10 (Incompatibilité entre les bouchons sans latex de Talecris et les dispositifs de perfusion FluVen), en date du 31 mars 2009, et concerne les résultats et conclusions de l'étude entreprise par la société Talecris après avoir été avisée que les bouchons sans latex s'enfonçaient dans les flacons lors de la perfusion.

Je vous fais parvenir ci-joint la lettre adressée à ses clients par Talecris Biotherapeutics, le 30 septembre 2009, au sujet de la compatibilité des bouchons sans latex de 20 mm avec divers perforateurs. Elle vous aidera à choisir le dispositif de perfusion qui convient tout en vous rappelant la bonne technique de perfusion.

Depuis la mise sur le marché canadien de ses produits sans latex, Talecris Biotherapeutics a été avertie que des bouchons gris sans latex de 20 mm (employés pour les flacons de 100 ml, 50 ml et 25 ml) s'étaient enfoncés dans les flacons lors de l'insertion de dispositifs de perfusion par gravité. Le fabricant a donc entrepris d'évaluer la compatibilité de plusieurs dispositifs de perfusion par gravité avec ses bouchons.

La Société canadienne du sang demande aux hôpitaux de continuer à lui signaler tous les cas d'enfoncement du bouchon dans le flacon jusqu'à ce qu'une solution définitive soit proposée par Talecris. Le signalement de ce problème est nécessaire pour en mesurer l'ampleur.

Veillez téléphoner à Talecris Biotherapeutics, au 1-866-482-5226, si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant cette étude.

Cette lettre et celle de Talecris sont consultables sur Internet, à l'adresse [www.sang.ca](http://www.sang.ca), dans la section « Hôpitaux ».

Pour toute précision au sujet de la présente, veuillez vous adresser au département des produits plasmatiques et services connexes de la Société canadienne du sang, au 613-739-2392.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le chef de l'exploitation,



Ian Mumford

p. j.