

OCTAPLASMA: COMMUNICATION AUX BANQUES DU SANG

L'administration d'Octaplasma[®] doit respecter la spécificité du groupe sanguin ABO. En conséquence, Octaplasma est disponible dans 4 groupes spécifiques du sang, qui peuvent tous être commandés auprès de la Société Canadienne du Sang.

Veillez voir dessous pour des renseignements additionnels :

Est-il nécessaire de mettre à jour l'information du Système de la banque du sang?

- Oui. Octaplasma a deux sites de fabrication approuvés, il peut donc être nécessaire de mettre à jour votre système d'information pour tenir compte de deux numéros d'identification d'installation (FIN) supplémentaires, conformément au code-barre ISBT (voir le tableau ci-dessous pour les codes FIN d'Octapharma)
- En fonction de vos procédures de manutention, chaque sac peut être scanné dans votre système à l'aide du code-barres ISBT sur l'étiquetage.

ISBT-128 UNIQUE IDENTIFIANT

Chaque sac d'Octaplasma est numéroté individuellement et de manière unique, et est marqué d'un code ISBT. La norme d'ISBT 128 concernant le Numéro d'identification du don (Structure de données 001) est utilisée pour cette objectif.

Son format est:

= α ppppyynnnnnff



OCTAPLASMA: COMMUNICATION AUX BANQUES DU SANG

Structure	La description	Évaluer	Remarques
=	Identifiant de données	-	Fixé
αααα _	Numéro d'identification de l'établissement (AILETTE)	X0001	Indique l'usine de fabrication Pour Octaplasme attendez-vous à ce qui suit : X000 1 = fabriqué à Octapharma Vienne X000 2 = fabriqué à Octapharma Stockholm X000 3 = fabriqué à Octapharma Stockholm
aa	An de production	par exemple 07	
nnnnnn	Numéro de Série Individuel du Sac	000001 – 999999	Commence avec 000001 au début de chaque année
ff	Drapeau	60 - 96	Somme de contrôle (pas pour utilisation par utilisateur ultime)
☒		UN – Z; 1 - 9 (1 chiffre seul, valeurs alphanumériques)	Somme de contrôle (pas pour utilisation par utilisateur ultime)