

Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
Composants sanguins préparés par la Société canadienne du sang					
E3102V00	PLTA-1	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03102
E3102200	PLTA-1 DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23102
E4636V00	PLTA-1 LOW CNT	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04636
E4636200	PLTA-1 LOW CNT DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24636
E3103V00	PLTA-2	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03103
E3103200	PLTA-2 DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23103
E4637V00	PLTA-2 LOW CNT	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04637
E4637200	PLTA-2 LOW CNT DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24637



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E3071V00	PLTA-1 IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03071
E3071200	PLTA-1 IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23071
E4640V00	PLTA-1 LOW CNT IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04640
E4640200	PLTA-1 LOW CNT IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24640
E3072V00	PLTA-2 IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03072
E3072200	PLTA-2 IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23072
E4641V00	PLTA-2 LOW CNT IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04641



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E4641200	PLTA-2 LOW CNT IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24641
E3087V00	PLTA-1 LR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03087
E3087200	PLTA-1 LR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23087
E4644V00	PLTA-1 LR LOW CNT	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04644
E4644200	PLTA-1 LR LOW CNT DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24644
E3088V00	PLTA-2 LR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03088
E3088200	PLTA-2 LR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23088



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E4645V00	PLTA-2 LR LOW CNT	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04645
E4645200	PLTA-2 LR LOW CNT DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24645
E3056V00	PLTA-1 LR IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03056
E3056200	PLTA-1 LR IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23056
E4648V00	PLTA-1 LR LOW CNT IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONT. 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04648
E4648200	PLTA-1 LR LOW CNT IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONT. 1	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24648



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E3057V00	PLTA-2 LR IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		03057
E3057200	PLTA-2 LR IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	23057
E4649V00	PLTA-2 LR LOW CNT IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONT. 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes		04649
E4649200	PLTA-2 LR LOW CNT IRR DIR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES LOW COUNT/FAIBLE NUMÉRATION IRRADIATED/IRRADIÉES CONT. 2	Volume: nn mL Store at/Conserver à 20-24°C nn x 10(9) platelets/plaquettes	Don dirigé	24649
Composants sanguins provenant d'Héma-Québec					
E5323V00	PLTA-1 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈS PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A Store at/Conserver à 20-24°C Approx. 300 x 10(9) platelets/plaquettes	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05323



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E5324V00	PLTA-2 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A Store at/Conserver à 20-24°C Approx. 300 x 10(9) platelets/plaquettes	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05324
E5325V00	PLTA-1 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A Store at/Conserver à 20-24°C Approx. 300 x 10(9) platelets/plaquettes	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05325
E5326V00	PLTA-2 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A Store at/Conserver à 20-24°C Approx. 300 x 10(9) platelets/plaquettes	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05326
E4544V00	AS-3 RBCA-1 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A AS-3 added/ajoutée Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04544
E4545V00	AS-3 RBCA-2 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A AS-3 added/ajoutée Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04545



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémotechnique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E4539V00	AS-3 RBCA-1 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ IRRADIATED/IRRADIÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A AS-3 added/ajoutée Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04539
E4540V00	AS-3 RBCA-2 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ IRRADIATED/IRRADIÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Anticoagulant: ACD-A AS-3 added/ajoutée Store at/Conserver à 1-6°C	Not produced by CBS. Imported from Hema Quebec	04540
E4564V00	WASH RBCA-1 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE WASHED RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LAVÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04564
E4565V00	WASH RBCA-2 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE WASHED RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LAVÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04565
E4560V00	WASH RBCA-1 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE WASHED RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LAVÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ IRRADIATED/IRRADIÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04560
E4561V00	WASH RBCA-2 LR IRR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE WASHED RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE LAVÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ IRRADIATED/IRRADIÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04561



Annexe 1 : Identificateurs lisibles à l'œil nu sur les doubles contenants de composants sanguins

(Les nouvelles mentions sont indiquées en gras.)

Code ISBT 128	Abréviation mnémonique (bordereau d'expédition)	Mentions des étiquettes ISBT 128	Mentions des étiquettes ISBT 128	Complément d'information	Code Codabar Étiquette étendue
E5106V00	FRZ RBCA-1 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE FROZEN RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE CONGELÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à < or/ou = -65°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05106
E5107V00	FRZ RBCA-2 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE FROZEN RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE CONGELÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à < or/ou = -65°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	05107
E4588V00	DEGL RBCA-1 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE DEGLYC. RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE DÉGLYCÉROLÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 1	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04588
E4589V00	DEGL RBCA-2 LR (HQ)	APHERESIS/APHÉRÈSE DEGLYC. RED BLOOD CELLS CULOT GLOBULAIRE DÉGLYCÉROLÉ LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉ CONTAINER/CONTENANT 2	Volume: \$VOL\$ Store at/Conserver à 1-6°C	Produit provenant d'Héma-Québec. Non offert par la SCS.	04589